





CODIGO PRODUCTO: 363317

Acido Trifluoroacético para UV



M.= 114,02

CAS [76-05-1]

EINECS 200-929-3

TARIC 2915 90 70 90

SINONIMOS: TFA•

DATOS FISICOS: Líquido, transparente, incoloro, Miscible con agua • Higroscópico • D 20/4 1,489 • P.F.: -15,2 °C • P.E.: 72,4 °C • n₂₀/D : 1,3 • Pres. Vap. (25 °C) 142 hPa • Viscosidad 20 °C 0,91 mPa.s • Cte. Dielec.25 °C 42,1 • Cal. Vapor 72 °C 292 KJ/Kg •

BIBLIOGRAFIA: Merck Index 12, 9.812 13, 9.754 Sax **TKA250** • Safety **2**, **3439 A** • Kühn-Birett **T 55** • Beilstein **2**, **II**, **186 III**, **426 IV**, **458** • BRN 742035 • Fieser 11219 **2433 3305 4530 5695 7388 8503 9483 10418 12529 14322 15338** •

PELIGROSIDAD: C.E: 607-091-00-1 • RTECS: AJ 9625000 • DL50 oral rat 200 mg/kg • CL 50 rat 10g/m3 •



H: H332 • H314 • H412 •

P: P260 • P261 • P264 • P271 • P273 • P280 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P312 • P321 • P338 • P363 • P405 • P501 •

NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 2699 • ADR: 8/I • IMDG: 8/I • IATA: 8/I • PAX: 850 • CAO: 854 • (E) •

INFORMACION PESO/VOLUMEN: 1l~1,489 kg 1kg~0,671 l

ESPECIFICACIONES:

Riqueza mínima (Acidim.)	99,8%
Identidad :	
Identidad	IR conforme ensayo

LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS

Color APHA	10
Residuo fijo	0,001 %

Agua (H ₂ O)	0,1 %
Espectro UV (Camino óptico: 1 cm. Ref.: agua):	
Transmitancia a 260 (Cut off) nm	³ 10 %
Transmitancia a 305 nm	³ 50 %
Transmitancia a 320 nm	³ 80 %
Transmitancia a 325-450 nm	³ 90 %

Para trabajos críticos, purgar con nitrógeno.

Producto microfiltrado (0,2 µm) y envasado bajo atmósfera de nitrógeno.

