

**CODIGO PRODUCTO: 131459****Plata Nitrato para análisis, ACS, ISO**AgNO₃AgNO₃

M.= 169,87

CAS [7761-88-8]

EINECS 231-853-9

TARIC 2843 21 00 00

DATOS FISICOS: Pequeños cristales, de color blanco, Soluble en agua 2.150 g/l a 20 °C Desc.térmica desde 440 °C • D 20/4 4,352 • P.F.: 212 °C • P.E.: 444 °C • pH5,4 - 6,4 •**BIBLIOGRAFIA:** Merck Index **13**, 8.593 Sax **SDS000** • Safety **2**, **3096 B** • Römp **8**, **3842** • Fieser 11008 **2366 3252 4429 5582 7321 9411 10350 12433 14350 1539** • ACS **X574IX549** • ISO 6353/2-1983R - 28 , 38 • BP. **2014** • USP **38** • Ph. Eur. **7.0** (2013) **8.0** (2014) • BRETH 11 •**PELIGROSIDAD:** C.E: 047-001-00-2 • RTECS: VW 4725000 • DLL0 oral rbt 800 mg/kg • DL50 oral mus 50 mg/kg • VLA-ED (Ag) 0,01 mg/m3

H: H272 • H314 • H410 •

P: P210 • P220 • P221 • P260 • P264 • P501 • P273 • P280 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P321 • P338 • P363 • P370+P378 • P391 • P405 •

NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 1493 • ADR: 5.1/II • IMDG: 5.1/II • IATA: 5.1/II • PAX: 558 • CAO: 562 • (E) •**OBSERVACIONES:** Mantener al abrigo de la luz directa.**ESPECIFICACIONES:**

Riqueza mínima (Arg.) 99,8%

Límite máximo de impurezas

Acidez Conforme ensayo

Insoluble en H₂O 0,003 %Insoluble en C₂H₅OH Conforme ensayo

Cloruro (Cl) 0,0005%

Sulfato (SO₄) 0,002%

Sustancias no precipitadas por HCl 0,01 %

Metales por ICP [en mg/Kg (ppm)]

Bi 5

Ca 10

Co	5
Cu	2
Fe	2
Ga	5
Ge	5
In	5
K	100
Mg	10
Mn	5
Na	20
Ni	5
Pb	10
Sr	5
V	5
Zr	5