


**CODIGO PRODUCTO: 122844****Dimidio Bromuro (Reag. Ph. Eur.) para análisis**  
para determinación de tensioactivos $C_{20}H_{18}BrN_3$  $C_{20}H_{18}BrN_3$ 

M.= 380,30

CAS [518-67-2]

EINECS 208-256-7

TARIC 2933 99 80 90

**SINONIMOS:** Dimidio Bromuro •**DATOS FISICOS:** Polvo cristalino, rojo oscuro, Soluble en agua 4 g/l a 20 °C P.F.: 246 - 248 °C •**BIBLIOGRAFIA:** Safety 2 , 1427 D • Beilstein 22 , IV , 5514 V , 11/352 • BRN 3809779 •**PELIGROSIDAD:** RTECS: SF 7960500 •

H: H315 • H319 • H335 •

P: P264 • P280 • P302+P352 • P321 • P332+P313 • P362 • P305+P351+P338 • P337+P313 • P261 • P271 • P304+P340 • P312 • P403+P233 • P405 • P501 •

**ESPECIFICACIONES:**

Riqueza mínima (Espectrofotométrica) (s.p.s.)

95%

Identidad :

Identidad

IR conforme ensayo

A 1%, 1 cm, λmáx.

&gt;150

λde la ABS máx. en CH<sub>3</sub>OH

520 - 524 nm

Aptitud: para determinación de tensioactivos

Conforme ensayo

**Límite máximo de impurezas**

Pérdida por desecación a 110°C

5%