



CODIGO PRODUCTO: 186880

Yodo (Yodato-Yoduro) N/64 solución valorada

Indicador: Almidón

TARIC 3822 00 00 00

DATOS FISICOS: Líquido, transparente, pardo oscuro, Miscible con agua • D 20/4 1,005 •

BIBLIOGRAFIA:

PELIGROSIDAD:

INFORMACION PESO/VOLUMEN: 1l~1,005 kg 1kg~0,995 l

ESPECIFICACIONES:

Factor a 20°C
Incertidumbre
Trazabilidad

0,999 - 1,001
Ver certificado
NIST