



CODIGO PRODUCTO: 175208

Pepsina 1:10.000 NF

CAS [9001-75-6] EINECS 232-629-3
TARIC 3507 90 90 90

DATOS FISICOS: Polvo, blanco o ligeramente amarillo, Soluble en agua. Higroscópico •

BIBLIOGRAFIA: Merck Index **13**, 7.225

PELIGROSIDAD: C.E: 647-008-00-6 •



H: H319 • H335 • H315 • H334 •

P: P261 • P264 • P271 • P280 • P285 • P302+P352 • P304+P340 • P304+P341 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P332+P313 • P337+P313 • P342+P311 • P362 • P403+P233 • P405 • P501 •

OBSERVACIONES: Almacenar entre +2 y +8°C, en lugar seco y al abrigo de la luz directa.

ESPECIFICACIONES:

Identidad :

Identidad
pH sol. 5%

IR conforme ensayo
3-5

Actividad Proteolítica

1:10000
