

# Micropipeta Manual Volumen variable



## Características:

- Livianas y de diseño ergonómico
- La selección del volumen se realiza sólo con un giro del botón del émbolo
- Display para mirar claramente el ajuste de volumen
- El rango de micropipetas cubre un espectro de volúmenes desde 0.1  $\mu\text{L}$  a 5000  $\mu\text{L}$
- Fácil de calibrar y mantener
- El eyector de tips y el cono pueden ser removidos para una mantención y limpieza fácil
- El eyector de tips permite la operación fácil con sólo una mano
- El material del cono para la punta proporciona excelente resistencia química

## Para solicitar su producto

Código	Rango Volumen	Incrementos
770005	0.1–2.5 $\mu\text{L}$	0.05 $\mu\text{L}$
770000	0.5–10 $\mu\text{L}$	0.1 $\mu\text{L}$
770080	2–20 $\mu\text{L}$	0.5 $\mu\text{L}$
770020	5–50 $\mu\text{L}$	0.5 $\mu\text{L}$
770050	10–100 $\mu\text{L}$	1 $\mu\text{L}$
770070	20–200 $\mu\text{L}$	1 $\mu\text{L}$
770060	100–1000 $\mu\text{L}$	5 $\mu\text{L}$
770110	1000–5000 $\mu\text{L}$	50 $\mu\text{L}$