


CODIGO PRODUCTO: 155494

Ácido 1H-Indol-3-Butírico, 99% para síntesis

C₁₂H₁₃NO₂

C₁₂H₁₃NO₂



M.= 203,24

CAS [133-32-4]

EINECS 205-101-5

TARIC 2933 99 80 90

SINONIMOS: Acido 4-(3-Indolil) Butírico, IBA•

DATOS FISICOS: Polvo cristalino, Cristales, beige de color blanco, Poco soluble en agua. Soluble en alcohol. P.F.: 125 °C •

BIBLIOGRAFIA: Beilstein **22 (2) 54** • Index Merck 12 , 4995 13 , 4987 •

PELIGROSIDAD: RTECS: NL 5250000 • DL50 oral rat 100 mg/kg •



H: H332 • H302 •

P: P261 • P264 • P270 • P271 • P301+P312 • P501 • P304+P340 • P312 • P330 •

NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 2811 • ADR: 6.1/III • IMDG: 6.1/III • IATA: 6.1/III • PAX: 670 • CAO: 677 • (E) •

OBSERVACIONES: Almacenar entre +2 y +8°C .

ESPECIFICACIONES:

Riqueza

99%

Identidad :

Identidad

IR conforme ensayo